

Anticorpo Policlonale Anti-Nos1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29475

Numero articolo: CM0016401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NOS1 umano (ossido nitrico sintasi neuronale), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla segnalazione dell'ossido nitrico, la trasmissione sinaptica e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOS1 Rabbit pAb
Note / Alias	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4842
GeneID	4842
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di NOS1 umano (NP_000611.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P29475
Peso Proteico	161kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio