


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Nostrin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Numero articolo: CM0023394



introduzione

CamelBio offre l'Anticorpo policlonale rabbit anti-NOSTRIN di alta qualità, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Specifico per la NOSTRIN umana con reazione crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul traffico di eNOS e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOSTRIN Rabbit pAb
Note/Alias	DaIP2; NOSTRIN
Specie	Uomo
GeneID (umano)	115677
GeneID	115677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-430 della NOSTRIN umana (NP_001034813.2).
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8Ivi9
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio