

Anticorpo Monoclonale Anti-Notch1 Per Wb, Ip, Elisa - P46531

Numero articolo: CM0003362



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Notch1 umano (P46531) validato per WB, IP, ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per lo studio della segnalazione Notch, della differenziazione cellulare e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Notch1 Rabbit mAb
Note/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4851
GeneID	4851
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 2456-2555 di Notch1 umano (P46531).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P46531
Peso Proteico	273kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio