

Anticorpo Policlonale Anti-Notch1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Numero articolo: CM0029394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Notch1 umano (proteina omologa 1 del locus neurogenico notch), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Notch e della determinazione del destino cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Notch1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4851
GeneID	4851
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46531
Peso Proteico	273kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio