

Anticorpo Policlonale Anti-Notch1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Numero articolo: CM0019838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Notch1 (aa 2428-2555) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con Notch1 umano, murino e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione Notch nello sviluppo e nelle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Notch1 Rabbit pAb
Note/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4851
GeneID	4851
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2428-2555 di Notch1 umano (NP_060087.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46531
Peso Proteico	273kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio