

Anticorpo Policlonale Anti-Notch2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Numero articolo: CM0014118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOTCH2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA.

Reagisce incrociato con il topo. Ideale per lo studio della segnalazione Notch, della determinazione del destino cellulare e della differenziazione degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOTCH2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4853
GeneID	4853
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q04721
Peso proteico	265kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio