

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Notch2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Numero articolo: CM0023175



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-NOTCH2 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglio: recettore NOTCH2 di ~265kDa (Q04721), coinvolto nella determinazione del destino cellulare, nel rimodellamento osseo e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	NOTCH2 Rabbit pAb
Note/Alias	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
Specie	Umano
ID Gene	4853
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1697-1819 di NOTCH2 umano (NP_077719.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04721
Peso Proteico	265kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio