

Anticorpo Policlonale Anti-Notch3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um47

Numero articolo: CM0017423



introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio contro NOTCH3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della via di segnalazione Notch, della CADASIL e della determinazione del destino cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOTCH3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4854
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 751-850 della NOTCH3 umana (NP_000426.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UM47
Peso Proteico	244kDa
Spedizione	Ghiaccio secco