

Anticorpo Policlonale Anti-Notch3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um47

Numero articolo: CM0016182



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NOTCH3 umano (Q9UM47). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Notch, sulla biologia dello sviluppo e sulla CADASIL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOTCH3 Rabbit pAb
Note/alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4854
ID del gene	4854
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2200-2321 di NOTCH3 umano (NP_000426.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UM47
Peso della proteina	244 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante