


Anticorpo Policlonale Anti-Notch4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Numero articolo: CM0025454



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOTCH4 umano (INT3), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Notch e sulla biologia dello sviluppo. SWISS: Q99466.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NOTCH4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	INT3; NOTCH4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1824-2003 di NOTCH4 umano (NP_004548.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99466
Peso proteico	210kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio