

Anticorpo Policlonale Anti-Nov (Ccn3/Igfbp9) Per Ihc-P E Elisa - P48745

Numero articolo: CM0027791

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina NOV (CCN3/IGFBP9) umana per applicazioni IHC-P e ELISA. Riconosce una proteina di 39 kDa coinvolta nella proliferazione cellulare, l'adesione, l'angiogenesi e la rigenerazione ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOV Rabbit pAb
Note / Alias	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-357 della proteina NOV umana (NP_002505.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P48745
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio