

Anticorpo Policlonale Anti-Nox1 Per Wb, Elisa - Q9Y5S8

Numero articolo: CM0030353

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'ossidasi NADPH 1 (NOX1) umana. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Utile per studi sulla segnalazione del superossido, biologia del cancro e tessuto del colon.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio NOX1
Note/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27035
ID Gene	27035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 241-340 del NOX1 umano (NP_008983.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5S8
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio