

Anticorpo Policlonale Anti-Nox1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5S8

Numero articolo: CM0015750

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOX1 umano (ossidasi NADPH 1), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano e topo. Adatto per lo studio della generazione di superossido e del carcinoma del colon.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOX1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27035
ID Gene	27035
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 418-564 di NOX1 umano (NP_008983.2?).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y5S8
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio