

Anticorpo Monoclonale Anti-Nox1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y5S8

Numero articolo: CM0010204

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-NOX1 di Coniglio (validato per WB ed ELISA). Rileva NOX1 umano, una NADPH ossidasi di 65 kDa. Adatto per la ricerca su colon, utero, prostata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] NOX1 Rabbit mAb
Note/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 241-340 di NOX1 umano (NP_008983.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y5S8
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio