

Anticorpo Policlonale Anti-Nox2/Gp91Phox Per Wb, Elisa - P04839

Numero articolo: CM0016787



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOX2/gp91phox (CYBB) umano. Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla NADPH ossidasi dei fagociti e sul superossido, inclusa la ricerca sulla CGD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NOX2/gp91phox Rabbit pAb
Note / Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1536
GeneID	1536
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di NOX2/gp91phox umano (NP_000388.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio