

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nox2/Gp91Phox Per Wb Ed Elisa - P04839

Numero articolo: CM0002209



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NOX2/gp91phox di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con NOX2 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la funzione della NADPH ossidasi nei fagociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio NOX2/gp91phox
Note/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1536
GeneID	1536
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di Ghiaccio