

Anticorpo Policlonale Anti-Noxa2/P67Phox Per Wb, If-P, Elisa - P19878

Numero articolo: CM0014730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NOXA2/p67phox umano (NCF2) per WB, IF-P, ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Immunogeno ricombinante; adatto per la ricerca sull'ossidasi NADPH e sulla produzione di superossido.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NOXA2/p67phox
Note/Alias	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
Specie	Umano
GeneID (umano)	4688
GeneID	4688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 227-526 di NOXA2/p67phox umano (NP_000424.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P19878
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio