

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Noxa2/P67Phox Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Numero articolo: CM0012020



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro NOXA2/p67phox umano (NCF2), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ossidasi dei fagociti e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NOXA2/p67phox
Note/alias	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Specie	Umano
GeneID (umano)	4688
GeneID	4688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di NOXA2/p67phox umano (P19878).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P19878
Peso della proteina	60kDa
Spedizione	Borsa refrigerante