

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Npas2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99743

Numero articolo: CM0019394

introduzione

pAb di coniglio anti-NPAS2 (Q99743) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva NPAS2 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'orologio circadiano e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NPAS2
Note/Alias	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4862
GeneID	4862
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 45-240 di NPAS2 umano (NP_002509.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q99743
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante