

Anticorpo Policlonale Anti-Npas3 Per Wb Ed Elisa - Q8Ixf0

Numero articolo: CM0019573

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NPAS3 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva NPAS3 umano e di ratto (~101 kDa). Ideale per la ricerca sulla neurogenesi e sulla schizofrenia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NPAS3
Note/alias	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
Specie	Umano
GeneID (umano)	64067
GeneID	64067
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-700 di NPAS3 umano (NP_001158221.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IXF0
Peso della proteina	101 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante