

Anticorpo Policlonale Anti-Npb Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ng41

Numero articolo: CM0020207



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il neuropeptide B umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per applicazioni di ricerca in neuroscienze e oncologia, inclusi studi sul dolore e sull'alimentazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPB Rabbit pAb
Note/Alias	L7; PPL7; PPNPB; NPB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	256933
GeneID	256933
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 del NPB umano (NP_683694.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NG41
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio