

Anticorpo Monoclonale Anti-Npc2 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P61916

Numero articolo: CM0007627



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia NPC2 umano, validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul trasporto del colesterolo e sulla malattia di Niemann-Pick di tipo C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Niemann-Pick type C2 (NPC2) mAb di coniglio
Note/Alias	HE1; EDDM1; Niemann-Pick type C2 (NPC2)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10577
ID Gene	10577
Immunogeno	Proteina ricombinante della Niemann-Pick di tipo C2 (NPC2) umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P61916
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio