


## Anticorpo Policlonale Anti-Npff Per Wb, Elisa - O15130

Numero articolo: CM0025786



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NPFF umano, convalidato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con il ratto, adatto per studi sulla funzione delle neuropeptidi e sulla modulazione del dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NPFF pAb coniglio                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias  | FMRFAL; NPFF                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 8620                                                                                                                       |
| GeneID              | 8620                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 34-113 di NPFF umano (NP_003708.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | O15130                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 12kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |