

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nphp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75161

Numero articolo: CM0030783

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la NPHP4 umana (nephrocistina-4) per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto, supportando la ricerca sulle ciliopatie e sulle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPHP4 Rabbit pAb
Note/Alias	POC10; SLSN4; NPHP4
Specie	Umana
GeneID (umano)	261734
GeneID	261734
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1247-1426 della NPHP4 umana (NP_055917.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O75161
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio