

Anticorpo Policlonale Anti-Nphs2 Per Wb, Elisa - Q9Np85

Numero articolo: CM0020171

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro NPHS2 umano (podocina). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla permeabilità glomerulare e sulla sindrome nefrosica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPHS2 Rabbit pAb
Note/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7827
GeneID	7827
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-388 di NPHS2 umano (NP_055440.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NP85
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante