

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nphs2 Per Wb Ed Elisa - Q9Np85

Numero articolo: CM0006699

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la podocina umana (NPHS2) per Western blot (WB) ed ELISA. Espresso nei podociti renali, la podocina regola la filtrazione glomerulare. Ideale per la ricerca e la diagnostica della sindrome nefrosica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPHS2 mAb di coniglio
Note/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7827
GeneID	7827
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 284-383 della NPHS2 umana (Q9NP85).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NP85
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante