


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Npl Per Wb, Elisa - Q9Bxd5

Numero articolo: CM0025706



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NPL per applicazioni WB e ELISA. Rileva la N-acetilneuraminato liasi umana, con reattività crociata verso topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante. Utilizzato negli studi sul metabolismo degli acidi sialici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPL Rabbit pAb
Note/Alias	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Specie	Umana
ID gene (Umano)	80896
ID gene	80896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della NPL umana (NP_110396.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BXD5
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio