


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nploc4 Per Wb - Q8Tat6

Numero articolo: CM0028003



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-NPLOC4 (per WB, IF/ICC, ELISA) riconosce la proteina NPLOC4 umana, un componente chiave della via di degradazione proteica dipendente dall'ubiquitina. Convalidato su campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	NPLOC4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NPL4; NPLOC4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55666
GeneID	55666
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TAT6
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio