

Anticorpo Policlonale Anti-Npm3 Per Wb, Elisa - 075607

Numero articolo: CM0020832

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NPM3 umano (Nucleoplasmina-3), validato per applicazioni Western blot e ELISA. NPM3 svolge un ruolo nel rimodellamento della cromatina e nella biogenesi dei ribosomi, rendendo questo anticorpo utile per studi sulle proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPM3 Rabbit pAb
Note/Alias	PORMIN; TMEM123; NPM3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10360
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-140 di NPM3 umano (NP_008924.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	075607
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio