


Anticorpo Policlonale Anti-Nppa Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Numero articolo: CM0014630



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NPPA umano (Peptidi natriuretici A), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPPA Rabbit pAb
Note/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Specie	Umano
GeneID (umano)	4878
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di NPPA umano (NP_006163.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P01160
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio