


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Npr3 (Anp-C) Per Wb, Elisa - P17342

Numero articolo: CM0025605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NPR3 umano (recettore di clearance ANP-C). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei peptidi natriuretici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPR3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4883
GeneID	4883
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P17342
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio