


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nprl2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Numero articolo: CM0031045



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità che bersaglia NPRL2 umano per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sul complesso GATOR1 e sulla via di mTORC1. Peso molecolare previsto 44 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPRL2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10641
GeneID	10641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di NPRL2 umano (NP_006536.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTW4
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio