

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Npsr1 Per Wb E Elisa - Q6W5P4

Numero articolo: CM0019229

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia NPSR1 umano (recettore della neuropeptide S). Convalidato per WB e ELISA, specifico per l'uomo, prodotto contro un peptide C-terminale. Supporta la ricerca sulla segnalazione dei GPCR e l'asma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPSR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	387129
GeneID	387129
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 200 e il C-terminale di NPSR1 umano (NP_001287863.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	Q6W5P4
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio