

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nptx2 Per Wb Ed Elisa - P47972

Numero articolo: CM0014069

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la pentraxina neuronale-2 umana (NPTX2), adatto per Western blot ed ELISA. Supporta la ricerca sulla plasticità sinaptica e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPTX2 pAb di coniglio
Note/alias	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4885
ID del gene	4885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-240 della NPTX2 umana (NP_002514.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P47972
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante