

Anticorpo Policlonale Anti-Npy Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01303

Numero articolo: CM0026511



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NPY umano (Pro-neuropeptide Y), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del neuropeptide Y e sul comportamento alimentare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb NPY di Coniglio
Osservazioni/Alias	PYY4; NPY
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4852
GeneID	4852
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-97 di NPY (NP_000896.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01303
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio