

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Npy4R Per Wb, Elisa - P50391

Numero articolo: CM0027128



introduzione

pAb coniglio anti-NPY4R per WB e ELISA, specifico per NPY4R umano. Immunogeno ricombinante (aa 1-80). Validato su campioni umani. 42 kDa, spedito su ghiaccio. Ideale per la ricerca sui recettori dei neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-NPY4R
Note/Alias	Y4; PP1; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
Specie	Umana
GeneID	5540
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P50391
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio