

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Npy5R Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15761

Numero articolo: CM0011535

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro NPY5R umano (SWISS: Q15761). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul recettore del neuropeptide Y.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPY5R mAb di coniglio
Note/alias	NPYR5; NPY5-R; NPYY5-R; NPY5R
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4889
ID del gene	4889
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NPY5R umano (Q15761).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15761
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante