

## Anticorpo Policlonale Anti-Nqo1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15559

Numero articolo: CM0014171



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NQO1 umano (chinone reduttasi 1), validato per Western blot, IHC su paraffina, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare il metabolismo redox, la chemioresistenza e le vie proteasomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | NQO1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)      | 1728                                                                                                                        |
| GeneID              | 1728                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di NQO1 umano (NP_000894.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P15559                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |