

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nqo1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15559

Numero articolo: CM0006410



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio NQO1 per WB, IHC-P, IP, ELISA. Rileva la NQO1 endogena (~31kDa) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dei chinoni, dello stress ossidativo e della regolazione del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NQO1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1728
GeneID	1728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della NQO1 umana (NP_000894.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15559
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio