

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nqo1 (Validato Ko) Per Wb, If-P, Elisa - P15559

Numero articolo: CM0002891



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro NQO1, validato per specificità di knockout. Adatto per saggi di western blot (WB), immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la detossificazione dei chinoni, lo stress ossidativo e le vie correlate al cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] NQO1 Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Validato KD] NQO1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1728
ID Gene	1728
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NQO1 umano (P15559).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15559
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio