

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nqo1 (Convalidato Ko) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15559

Numero articolo: CM0007544



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NQO1 convalidato KO per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Rileva NQO1 (31 kDa) umano, di topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia redox e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] NQO1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Convalidato KD] NQO1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	1728
ID gene	1728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di NQO1 umano (NP_000894.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15559
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio