

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nqo1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15559

Numero articolo: CM0015624



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NQO1 umano (NAD(P)H deidrogenasi [chinone] 1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Utilizzato nella biologia redox e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NQO1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1728
GeneID	1728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di NQO1 umano (NP_000894.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15559
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio