

Anticorpo Policlonale Anti-Nqo2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16083

Numero articolo: CM0016468



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NQO2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sulla chinone reduttasi nella disintossicazione e nella biosintesi della vitamina K. Reagisce incrociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NQO2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4835
GeneID	4835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-231 di NQO2 umano (NP_000895.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P16083
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio