

Anticorpo Policlonale Anti-Nr0B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Numero articolo: CM0024477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'nR0B1 (DAX1) umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Ha reattività crociata con il topo. Ideale per studiare la corepressione dei recettori nucleari e lo sviluppo dell'asse HPA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NR0B1 Rabbit pAb
Note/Alias	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NROB1; SRXY2; NR0B1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	190
GeneID	190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di NR0B1 umano (NP_000466.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P51843
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio