


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nr1I3 Per Wb - Q14994

Numero articolo: CM0021277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NR1I3 (CAR), adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore nucleare e della risposta xenobiotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio NR1I3
Note/Alias	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9970
GeneID	9970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 103-352 di NR1I3 umano (NP_001070948.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14994
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio