

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nr2C1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13056

Numero articolo: CM0030206

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'NR2C1 (TR2) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva il recettore nucleare orfano da 67 kDa. Ideale per lo studio della repressione trascrizionale, delle cellule staminali e della segnalazione dell'acido retinoico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NR2C1 Rabbit pAb
Note/Alias	TR2; NR2C1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	7181
ID Gene	7181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di NR2C1 umano (NP_003288.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P13056
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio