


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nr2C2 Per Wb, Elisa - P49116

Numero articolo: CM0030733



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NR2C2 validato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore nucleare orfano TR4, coinvolto nella regolazione della trascrizione, spermatogenesi e sviluppo embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NR2C2 pAb coniglio                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | TR4; TAK1; NR2C2                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 7182                                                                                                                           |
| GeneID              | 7182                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 di NR2C2 umano (NP_003289.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                             |
| SWISS               | P49116                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 65kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |