


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nr2C2/Tr4 Per Wb E Elisa - P49116

Numero articolo: CM0006395



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro NR2C2/TR4 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori nucleari, della spermatogenesi e dello sviluppo embrionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NR2C2 / TR4 Coniglio mAb
Note/Alias	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7182
GeneID	7182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 460-555 di NR2C2 / TR4 umano (NP_003289.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB ELISA
Reattività Incrociata	Umano Topo Ratto
SWISS	P49116
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio