


Anticorpo Policlonale Anti-Nr2E1/TLx Per Wb, Elisa - Q9Y466

Numero articolo: CM0025228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NR2E1/TLX umano (recettore nucleare TLX), validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Per lo studio dello sviluppo cerebrale, della biologia retinica e della segnalazione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	NR2E1/TLX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7101
GeneID	7101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 106-385 di NR2E1/TLX umano (NP_003260.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y466
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio