

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nr2F1 Per Ihc-P, Elisa - P10589

Numero articolo: CM0024592



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'NR2F1 umano (COUP-TF I), validato per IHC-P e ELISA. Reattività incrociata con la specie umana. Utile per studi sulla regolazione genica e sui recettori nucleari. Peso molecolare: 46 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NR2F1 Rabbit pAb
Note / Alias	EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7025
ID gene	7025
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 60-180 dell'NR2F1 umano (NP_005645.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P10589
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio